

**INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA/TRANSPORTU/PRZYJĘCIA PRÓBEK ŻYWNOSCI,
WYMAZÓW, TUSZ DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH**

1. Laboratorium powinno otrzymać próbkę reprezentatywną dla danego produktu, wystarczającą do wymaganych badań i która nie byłaby uszkodzona albo zmieniona w czasie transportu i przechowywania
2. Do badań próbki dostarczyć we właściwym, szczelnym opakowaniu (oryginalne opakowanie produktu, sterylny słoik, pojemnik, woreczek, opakowanie próżniowe) w zależności od asortymentu.
3. Próbki powinny posiadać cechy właściwe dla asortymentu, nie wykazujące cech zepsucia, zmian w wyglądzie, konsystencji lub zapachu dyskwalifikujących próbkę.
4. Pojemnik na próbkę powinien być napełniony nie więcej niż w $\frac{3}{4}$ swojej pojemności w celu uniknięcia wycieku próbki, a tak żeby umożliwić poprawne wymieszanie próbki w Laboratorium. Oznaczyć próbki w sposób jasny i wyczerpujący.
5. Próbki należy dostarczyć do Laboratorium w czasie jak najkrótszym od ich pobrania. Próbki należy transportować w termotorbach, lodówkach turystycznych, w temperaturach właściwych dla danej matrycy.
6. Próbki do badań pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 i/lub w obszarze regulowanym prawnie, należy dostarczyć w liczbie określonej przez ten dokument (tj. n=5). Jeżeli Klient zleca zbadanie jednej próbki, zostaje poinformowany, że wynik może być nieprzystatny w obszarze regulowanym prawnie ze względu na małą ilość próbek. Próbki należy dostarczyć w liczbie 5 szt.
7. W przypadku badań przechowalniczych należy podać informację o okresie, temperaturze oraz miejscu przechowywania próbek.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA/TRANSPORTU/PRZYJĘCIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI, WYMAZÓW, TUSZ DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

8. Zaleca się aby próbki dostarczone do Laboratorium były transportowane w następujących temperaturach :

Matryca	Wymagania
produkty niestabilne w temperaturze otoczenia	5 °C ± 3 °C (od 2°C do 8°C) Nie mniej niż 200 g lub 200 ml. produkty paczkowane -opakowanie jednostkowe
produkty mrożone i głęboko mrożone	poniżej (– 15°C), najlepiej poniżej (– 18°C) Nie mniej niż 200 g produkty paczkowane -opakowanie jednostkowe
produkty trwałe, stabilne	temperatura otoczenia (od 18 °C do 27 °C) Nie mniej niż 200 g produkty paczkowane -opakowanie jednostkowe
próbki z tusz zwierząt rzeźnych (wycinki, wymazy)	od 1°C do 8°C (próbki nie mogą dotykać wkładów chłodniczych). Próbki powinny być dostarczone do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie po pobraniu, aby można było rozpocząć badanie przed upływem 24 godzin od pobrania. (Temp. przechowywania próbek przed badaniem od 1 °C do 5 °C). Należy podać: powierzchnię pobranej próbki, datę i godzinę pobrania. Pobrać z określonej powierzchni: metoda niszcząca: jedną próbkę stanowią 4 wycinki po 5cm ² każdy; łączna powierzchnia to 20 cm ² , metoda nieniszcząca: co najmniej 100 cm ² na każde miejsce pobierania (dla tusz małych przeżuwaczy – 50 cm ²), lub co najmniej 400cm ² (dla Salmonella spp.)
skórki z szyi tusz drobiowych	od 1°C do 5°C (próbki nie mogą dotykać wkładów chłodniczych). Próbki powinny być dostarczone do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie po pobraniu, aby można było rozpocząć badanie przed upływem 48 godzin od pobrania. (Należy podać: datę i godzinę pobrania). Należy dostarczyć 5 próbek - jedną próbkę (tzw. Zbiorczą) stanowią skórki z szyi 3 sztuk kurczaków z jednego stada, o łącznej masie min. 25 g lub min. 26 g (do równoczesnego badania w kierunku (wykrywania Salmonella spp. i oznaczania liczby Campylobacter spp.) lub min. 10 g (badanie w kierunku tylko oznaczania liczby Campylobacter).

CBJ
Sp. z o.o.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA/TRANSPORTU/PRZYJĘCIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI, WYMAZÓW, TUSZ DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

próbki wymazów z powierzchni środowiska produkcyjnego (waciki, gąbki, płytki kontaktowe)	od 1°C do 8°C; Próbki powinny być dostarczone do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie po pobraniu, aby można było rozpocząć badanie przed upływem najlepiej 24 godzin od pobrania. (Jeżeli jest niemożliwe dostarczenie próbek w tym czasie, można rozpocząć badanie przed upływem 48 godzin od pobrania. W takim przypadku próbki powinny być przechowywane w temp. 1 °C do 5 °C). Należy podać: powierzchnię pobranej próbki, datę i czas pobrania. Pobierać z określonej powierzchni (w cm ² lub z całej powierzchni).
--	---

9. Kryteria dobrze pobranej/dostarczonej próbki:

- właściwy pobór próbki
- kompletna identyfikacja próbki
- nieuszkodzony pojemnik/próbka
- właściwe warunki transportu
- właściwa objętość/masa/ilość

10. W przypadku stwierdzenia złego stanu próbki Laboratorium zawsze kontaktuje się ze Zleceniodawcą.

11. Jeżeli Klient wymaga, aby próbka została poddana badaniu pomimo złego stanu, Laboratorium wypełnia odpowiedni formularz, który przekazuje Zleceniodawcy do zatwierdzenia i wyrażenie zgody na wykonanie badań pomimo złego stanu próbki. Powyższy fakt zostanie wyraźnie zaznaczony na sprawozdaniu z badań w miejscu STAN PRÓBK: ZŁY.

Z-CJA MIKROBIOLOGICZNA DZIAŁU
LABORATORIUM
Analizy fizyko-chemiczne
02.12.2026
Wioletta Szychała